

C-000.32.230 LUPA HEINE BINOCULAR C2.3K/ 340 EN MALETIN



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Lupa Binocular C 2.3K

Ajuste preciso, los dos binoculares se pueden ajustar por separado a la distancia entre pupilas.

Ultra-ligero, con varillas elásticas muy regulables en longitud.

Montura estable y fabricada a base de metal.

Con óptica compacta, para la visión libre sin aumentos.

Incluye: Cinta craneal y Maletín.

ESPECIFICACIONES

Aumento: 2.3 x.

Distancia de trabajo: 340 mm.

Campo de visión: 11 0 mm.

Peso: 46 g.

Profundidad de campo: 190 mm.

USOS

La lupa económica para mejorar la visión en cada consultorio

Perfecta para una visualización y acercamiento específicos durante un examen de diagnóstico o una cirugía.

Permite libertad de movimiento y una vista no obstruida para el examinador.

PUNTOS DE VENTA

Ultra ligero y cómodo.

Económico y versátil

Fabricado con componentes y mano de obra 100% Alemana.

La marca Heine establece los estándares de calidad con que se miden los demás instrumentos de diagnóstico.

5 años de garantía contra defectos de fabricación.

