

## DATOS TÉCNICOS

### ARMAZONES DE PRUEBA

	ESS 304	ESS 204
<b>CAPACIDAD</b>	10 lentes	10 lentes
<b>DISTANCIA PUPILAR</b>	46-82 mm	48-80 mm
<b>PESO</b>	64 g	66 g
<b>OPCIONAL</b>	Filtros polarizados ref: ESS305	-

### ESTUCHES DE PRUEBA

	ESS 260	ESS 167
<b>LENTES ESFÉRICOS</b>	De $\pm 0.25$ a $\pm 20.00$ D	De $\pm 0.25$ a $\pm 16.00$ D
<b>LENTES CILÍNDRICOS</b>	De $\pm 0.25$ a $\pm 6.00$ D	De $\pm 0.25$ a $\pm 4.00$ D
<b>LENTES PRISMÁTICOS</b>	De 0.5 a 10 D	De 1 a 5 D
<b>DIMENSIONES</b>	Sólo la bandeja de lentes tiene Largo 440 x Ancho 320 x Altura 45 mm  Toda la caja tiene Largo 470 x Ancho 350 x Altura 100 mm	Sólo la bandeja de lentes tiene Largo 440 x Ancho 265 x Altura 45 mm  Toda la caja tiene Largo 465 x Ancho 300 x Altura 100 mm
<b>PESO</b>	4.750 kg	3.8 kg

Comelink Communication Ref: PID06900E - 09/2014 - In the interest of improvement, these specifications are not legally-binding and may be modified without prior notice.

# Armazones de prueba Estuches de prueba

## REFRACCIÓN SIMPLE Y PRECISA




GAMA ESS

ARMAZONES Y ESTUCHES DE PRUEBA

Información de contacto:

# EXAMEN DE REFRACCIÓN SIMPLE Y PRECISO

Una gama completa de herramientas de optometría para determinar de manera precisa la prescripción que sus pacientes necesitan.



## ESS 304 DISEÑO ERGONÓMICO

- Fácil de manipular con discos giratorios, suaves y flexibles.
- Puente de nariz y sien ajustable (largo y ángulo) para adaptar a todo tipo de morfología facial.
- Canales especiales para montar 10 lentes.
- Su diseño evita que se enrede con el cabello.
- **Opcional:** filtros polarizados para exámenes de lejos y de cerca.



Filtros  
Ref: ESS305

## ESS 204 PARA USO UNIVERSAL

- Ajuste simple y flexible cuando los pacientes usan lentes de prueba.
- Puente de nariz y sien ajustable (largo y ángulo).
- Canales que permiten probar hasta 10 lentes.



## ESS 260 Kit completo de lentes (muestra)

- Kit completo con 260 lentes muestra.
- Cubre una gama de 22mm de diámetro.
- Accesorios: cruz, Maddox, cilindros cruzados, obturadores, filtros rojo/verde, lentes sin graduar, agujero estenoico.
- Bandeja desmontable para una fácil colocación en todas las áreas.



## ESS 167 Selección de lentes (muestra)

- Kit con 167 lentes con accesorios esenciales para medir la agudeza visual.
- Cubre una gama de 22mm de diámetro.
- Accesorios: obturadores, cilindros cruzados, hendiduras, filtros rojo/verde, agujero estenoico.
- Bandeja desmontable.

## SELECCIÓN DE ACCESORIOS DE OPTOMETRÍA



PRUEBA ESSILOR ESTEREO para problemas de visión binoculares.

MAG200



PRUEBAS ISHIHARA para anomalías de visión de color.

14 hojas  
24 hojas  
38 hojas

MAG301  
MAG302  
MAG303



LÁMINA PRISMÁTICA (67 mm) para compensar desviaciones.

Paquete con 2, o uno solo.